

## **Моющая жидкость для очистки пластинок Analog Renaissance AR-11050**

**Позволяет с особой заботой подходить к сохранению коллекций пластинок. Проникающие свойства бесспиртовой формулы SYNTH2ON позволяют раствору добраться до самого дна канавки, а способность химического состава активно снимать электростатический заряд препятствует накоплению грязи и пыли. Обладает высокой моющей способностью. Эффективно удаляет застарелые загрязнения. Быстро испаряется. Подходит для очистки всех типов пластинок, включая граммофонные. Может использоваться во всех типах моющих машин: ультразвуковых, вакуумных, ручных. Не имеет запаха. Не токсично.**

**Применение:** Следовать инструкции производителя моющего устройства для очистки грампластинок.

При ручной мойке нанести жидкость на поверхность пластинки и круговыми движениями равномерно распределить ее по поверхности. Оставить пластинку с нанесенным средством на 30-60 секунд. Затем смыть состав дистиллированной водой. Для достижения максимального чистящего эффекта не рекомендуется повторное использование моющей жидкости.

**Меры предосторожности:** При попадании в глаза и на кожу – смыть струей воды. Хранить при положительной температуре в закрытой таре. При размораживании не теряет своих свойств.

**Произведено по заказу и под контролем ООО «Аналог Ренессанс».  
109004, РФ, Москва, ул. Александра Солженицына, д. 42. Тел. : +7 (495)  
150-22-53 [www.lpclear.com](http://www.lpclear.com)**

**Изготовитель:** ЗАО «Промбаза», 301365, РФ, Тульская область, г. Алексин, ул. Металлистов, д.10.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

ТУ 2383-001-18579443-2016.

СГР № ВУ.70.06.01.015.Е.002794.07.16

Товар не подлежит обязательной сертификации.

**Срок годности:** 3 года. Дата изготовления и номер партии: см. на упаковке.